

人にやさしい検査器具 安全・安心をかたちにしました

Lustromedic 膣鏡 (滅菌済)

ラストロメディック

日本製

硬度の異なる
二つの樹脂を
一体に

透明性が高く
耐衝撃性に優れる

ポリカーボネート

つめたさを感じにくく
やわらかな素材

熱可塑性エラストマー



ネジ式ロック
Sサイズ

特長

- 1: 「すぐに使える」滅菌済タイプ
(EOG 滅菌)
- 2: 「痛み、冷たさを軽減」
くちばしにやわらかな素材
- 3: プラスチック製だから
「軽い」「使い捨て」

適正なサイズ選択がしやすい
くちばしが長いロングサイズあり

<ご採用事例>

- ◎健診(検診)センター、バス検診(子宮頸がん)などで、滅菌・洗浄の手間軽減
- ◎受診者に合わせたサイズを選択ロングサイズ
- ◎性感染症対策
- ◎金属製クスコの代替品(災害時の備蓄)
- ◎カイザー時の悪露への対応

2タイプ×3サイズ

WS シリーズ /
Lustromedic 膣鏡 ネジ式

ネジ式 ロック

3サイズ SS S S
ロング ロング




N シリーズ /
Lustromedic 膣鏡

ワンタッチ式 ロック

3サイズ SS S S
ロング ロング



サイズバリエーション



商品名：Lustromedic 腔鏡 ネジ式 (SS ロング、S、S ロング)

届出番号：24B2X10011000002

WS シリーズ

●原材料：本体/ポリカーボネート、くちばし部/熱可塑性エラストマー、固定棒・留具/ポリカーボネート

ネジ式	品番	規格	くちばし(幅×厚み×長さ)	入数	販売単位	メーカー希望小売価格(税込)	JAN CODE
	MC2002WS	SSロング	17×13×105 mm	1箱 25個入	1箱	16,500円/箱	4 901126 201240
	MC3001WS	S	23×14.5×105 mm	1箱 25個入	1箱	16,500円/箱	4 901126 301148
	MC3002WS	Sロング	23×14.5×120 mm	1箱 25個入	1箱	16,500円/箱	4 901126 301247

商品名：Lustromedic 腔鏡 (SS ロング、S、S ロング)

届出番号：24B2X10011000002

N シリーズ

●原材料：本体/ポリカーボネート、くちばし部/熱可塑性エラストマー、固定棒・留具/ポリプロピレン

ワンタッチ式	品番	規格	くちばし(幅×厚み×長さ)	入数	販売単位	メーカー希望小売価格(税込)	JAN CODE
	MC2002N	SSロング	17×13×105 mm	1箱 25個入	1箱	16,500円/箱	4 901126 201233
	MC3001N	S	23×14.5×105 mm	1箱 25個入	1箱	16,500円/箱	4 901126 301131
	MC3002N	Sロング	23×14.5×120 mm	1箱 25個入	1箱	16,500円/箱	4 901126 301230

※ケース単位(メーカー出荷単位)：4箱

岩崎工業株式会社 IWASAKI INDUSTRY INC.

製造販売業者：岩崎工業株式会社 三重プラント
〒515-0053 三重県松阪市広陽町10
TEL 0598-29-6797 FAX 0598-29-1911

以下の認定取得工場

- ・ ISO 9001、ISO 13485
- ・ 医療機器製造業登録 24BZ200037
- ・ 第二種医療機器製造販売業許可 24B2X10011

日本製

MADE IN JAPAN 2024-07

取扱店