

# Lustromedic 舌圧子 (滅菌済)



## Disposable Sterile Tongue Depressor

Single Use Only ・ 単回使用


一般医療機器

Lustromedic 舌圧子 MZ1001


- 入数：100 本入 ●サイズ：160×20×6 mm
- 原材料：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
- 滅菌方法：EOG 滅菌
- 届出番号：24B2X10011000001
- JAN コード：
- (N) 49-01126-10010-9
- (B) 49-01126-10017-8
- (P) 49-01126-10018-5



人にやさしい検査器具 安全・安心をかたちにしました



小さな口腔内も見やすい設計



### 乳幼児用

Lustromedic 舌圧子 MZ2001

- 入数：100 本入 ●サイズ：140×17×20 mm
- 原材料：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
- 滅菌方法：EOG 滅菌
- 届出番号：24B2X10011000001
- JAN コード：
- (N) 49-01126-20110-3
- (B) 49-01126-20111-0
- (P) 49-01126-20112-7



舌への圧迫感が少ない


嘔吐反射が起きにくい

先端が細く乳幼児に適した設計

屈折により口腔内が見やすい

一  
般  
用

乳  
幼  
児  
用



硬度の異なる  
二つの樹脂を一体に

舌に当たる先端にはゴムのように軟らかい素材を使用し、本体には硬さとコシのある素材を使用し、強度としなりを持たせました。

商品名：Lustromedic 舌圧子

●原材料：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

品番	カラー	サイズ	入数	販売単位	メーカー希望小売価格(税込)	JAN CODE
MZ1001	(N) ナチュラル	160×20×6 mm	1箱100本入	1箱	6,600円	4 901126 100109
MZ1001	(B) ブルー	160×20×6 mm	1箱100本入	1箱	6,600円	4 901126 100178
MZ1001	(P) ピンク	160×20×6 mm	1箱100本入	1箱	6,600円	4 901126 100185

※ケース単位(メーカー出荷単位): 12箱

商品名：Lustromedic 舌圧子(乳幼児用)

●原材料：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー

品番	カラー	サイズ	入数	販売単位	メーカー希望小売価格(税込)	JAN CODE
MZ2001	(N) ナチュラル	140×17×20 mm	1箱100本入	1箱	6,600円	4 901126 201103
MZ2001	(B) ブルー	140×17×20 mm	1箱100本入	1箱	6,600円	4 901126 201110
MZ2001	(P) ピンク	140×17×20 mm	1箱100本入	1箱	6,600円	4 901126 201127

※ケース単位(メーカー出荷単位): 12箱

岩崎工業株式会社

IWASAKI INDUSTRY INC.

製造販売業者：岩崎工業株式会社 三重プラント  
〒515-0053 三重県松阪市広陽町10  
TEL 0598-29-6797 FAX 0598-29-1911

医療機器製造業登録番号 24BZ200037  
第二種医療機器製造販売業許可番号 24B2X10011

日本製

MADE IN JAPAN

取扱店